


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sars/Seryl-Trna Synthetase (Sars1) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49591

Numéro d'article: CM0029703



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la SARS (seryl-tRNA synthetase, SARS1) pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Présente une réactivité croisée avec l'humain, la souris, le rat. Essentiel pour l'étude de la régulation traductionnelle et transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SARS Rabbit pAb
Remarques/Alias	SARS; SERS; SERRS; NEDMAS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6301
GeneID	6301
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de la SARS humaine (NP_006504.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49591
Poids protéique	59kDa
Expédition	Sac de glace