


Anticorps Polyclonal Anti-Sart1 (Pab De Lapin) Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O43290

Numéro d'article: CM0029059



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SART1 humaine, un facteur d'épissage du tri-snRNP U4/U6.U5. Validé pour les applications WB, IHC-P, IP et ELISA. Réagit de façon croisée avec la souris et le rat. Convient à un usage diagnostique et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-SART1 de lapin
Remarques / Alias	HAF; Ara1; HOMS1; Snu66; SART1259; SNRNP110; SART1
Espèce	Humain
GeneID	9092
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43290
Poids de la protéine	90kDa
Expédition	Sac de glace