


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Satb1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q01826

Numéro d'article: CM0006660



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute spécificité contre SATB1, adapté pour le Western blot, l'immunofluorescence, l'immunohistochimie et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec SATB1 humain, murin et de rat. Pour la recherche sur la chromatine et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SATB1 AcM de lapin
Remarques/Alias	DEFDA ; KTZSL ; SATB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6304
GeneID	6304
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 572-763 de SATB1 humain (NP_002962.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01826
Poids protéique	86 kDa
Expédition	Sac de glace