


Anticorps Monoclonal Anti-Satb2 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Upw6

Numéro d'article: CM0003591



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le SATB2 humain, validé pour WB, IF, IHC, IP et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour les études de chromatine et de neurodéveloppement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SATB2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	GLSS, DEL2Q32Q33, C2DELq32q33, SATB2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	23314
GenelD	23314
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 634-733 du SATB2 humain (NP_001165980.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UPW6
Poids moléculaire de la protéine	83kDa
Expédition	Sac de glace