


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Satb2 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Upw6

Numéro d'article: CM0003124



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-SATB2 haute performance validé pour WB, IHC-P, IP et ELISA. Réagit avec SATB2 humain, souris et rat, un facteur de transcription clé dans le développement neuronal et squelettique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SATB2 mAc Lapin
Remarques/Alias	GLSS; DEL2Q32Q33; C2DELq32q33; SATB2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23314
GeneID	23314
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 de SATB2 humain (Q9UPW6).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UPW6
Poids Protéique	83 kDa
Expédition	Sac de glace