


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Satb2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Upw6

Numéro d'article: CM0022425



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine SATB2 humaine (SWISS : Q9UPW6). Validé pour Western blot, immunohistochimie (paraffine) et ELISA. Adapté à la recherche sur la régulation transcriptionnelle, le développement neuronal et la différenciation des ostéoblastes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SATB2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GLSS ; DEL2Q32Q33 ; C2DELq32q33 ; SATB2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	23314
ID du gène	23314
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 634-733 de la protéine SATB2 humaine (NP_001165980.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9UPW6
Poids de la protéine	83kDa
Expédition	Sac isotherme