


Anticorps Polyclonal Anti-Sav1 Pour Wb, Elisa - Q9H4B6

Numéro d'article: CM0029977



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SAV1 humain (hWW45), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation Hippo, le contrôle de la taille des organes et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SAV1 pAb de lapin
Remarques / alias	SAV; WW45; WWP4; SAV1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	60485
GeneID	60485
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 199-383 de SAV1 humain (NP_068590.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H4B6
Poids protéique	45 kDa
Expédition	Sac de glace