


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Sbds Pour Wb, Elisa - Q9Y3A5

Numéro d'article: CM0003422



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la protéine SBDS humaine, validé pour Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la biogenèse des ribosomes et le syndrome de Shwachman-Diamond.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SBDS Rabbit mAb
Remarques / Alias	SDS; SD01; SWDS; CGI-97; SBDS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51119
GeneID	51119
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 151 et 250 de la protéine SBDS humaine (NP_057122.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y3A5
Poids moléculaire de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace