

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sbf1 Pour Wb, Elisa - 095248

Numéro d'article: CM0013758

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SBF1 humain (MTMR5), validé pour les applications WB et ELISA, avec réactivité croisée avec l'humain et le rat. Idéal pour étudier l'autophagie, la myélinisation neuronale et les voies de la maladie de Charcot-Marie-Tooth.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin SBF1
Remarques/Alias	MTMR5; CMT4B3; DENND7A; SBF1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6305
GeneID	6305
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1630-1770 du SBF1 humain (NP_002963.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	095248
Poids moléculaire de la protéine	208 kDa
Expédition	Sac de glace