

Anticorps Polyclonal Anti-Scamp2 Pour Wb, Elisa - O15127

Numéro d'article: CM0028563

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SCAMP2 obtenu contre la SCAMP2 humaine recombinante. Validé pour Western blot et ELISA, il détecte la SCAMP2 humaine (~37 kDa) impliquée dans les voies de recyclage post-Golgi.

[En savoir plus](#)

Nom du produit	SCAMP2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SCAMP2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	10066
Identifiant du gène	10066
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 152 de la SCAMP2 humaine (NP_005688.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O15127
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace