

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Scamp2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O15127

Numéro d'article: CM0019534

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SCAMP2 de haute qualité, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît le SCAMP2 humain, murin et de rat (37 kDa). Idéal pour l'étude de la protéine membranaire 2 associée aux transporteurs sécrétoires dans le recyclage post-golgien.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | SCAMP2 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Remarques/Alias      | SCAMP2                                                                                                                         |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                        |
| ID du gène           | 10066 (humain)                                                                                                                 |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 152 du SCAMP2 humain (NP_005688.2). |
| Source               | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Application          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Réactivité croisée   | Humain, souris, rat                                                                                                            |
| SWISS                | O15127                                                                                                                         |
| Poids de la protéine | 37 kDa                                                                                                                         |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                   |