

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Scand1 Pour Wb, Elisa - P57086

Numéro d'article: CM0029478

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SCAND1 de haute qualité pour les applications de Western blot et ELISA. Validé sur des échantillons humains, murins et de rat. Immunogène recombinant. Pour les études de régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SCAND1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RAZ1 ; SDP1 ; SCAND1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	51282
ID du gène	51282
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-179 de SCAND1 humain (NP_057642.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P57086
Poids moléculaire de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace