

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sccpdh Pour Wb, Elisa - Q8Nbx0

Numéro d'article: CM0021662

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SCCPDH humain (NET11, CGI-49), validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris ; immunogène issu d'une protéine recombinante. Idéal pour l'étude de la fonction d'oxydoréductase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SCCPDH Lapin pAb
Remarques/Alias	NET11 ; CGI-49 ; SCCPDH
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51097
GeneID	51097
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 du SCCPDH humain (NP_057086.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8NBX0
Poids moléculaire	47kDa
Expédition	Sac de glace