


Anticorps Polyclonal Anti-Scd Pour Wb, If/Icc, Elisa - 000767

Numéro d'article: CM0024911



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la stéaroyl-CoA désaturase (SCD) humaine. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit chez l'homme et le rat. Adapté à la recherche sur le métabolisme lipidique et la biosynthèse des acides gras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] SCD pAb de lapin
Remarques / Alias	SCD1; FADS5; SCDOS; hSCD1; MSTP008; SCD
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6319
GeneID	6319
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O00767
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace