


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Scd1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 000767

Numéro d'article: CM0008006



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la SCD1 humaine (stéaroyl-CoA désaturase), validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Cible l'enzyme de biosynthèse des acides gras ; idéal pour la recherche sur le métabolisme et les lipides. Réactivité croisée humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SCD1 mAb de lapin
Remarques/Alias	SCD1 ; FADS5 ; SCDOS ; hSCD1 ; MSTP008
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	6319
Identifiant de gène	6319
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 260-359 de la SCD1 humaine (NP_005054.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	000767
Poids protéique	42 kDa
Expédition	Sac de glace