

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Scd1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000767

Numéro d'article: CM0020711



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SCD1 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Stéaroyl-CoA désaturase impliquée dans la biosynthèse des lipides et l'homéostasie énergétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SCD1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SCD1; FAD55; SCDOS; hSCD1; MSTP008; SCD
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6319
GeneID	6319
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du SCD humain (NP_005054.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00767
Poids de la protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace