

Anticorps Polyclonal Anti-Scd5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q86Sk9

Numéro d'article: CM0013893

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SCD5 humaine (Stéaroyl-CoA désaturase 5, alias SCD4/ACOD4) validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Impliqué dans la désaturation des acides gras, la prolifération neuronale et la surdité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SCD5 pAb de lapin
Remarques/Alias	SCD4; ACOD4; FADS4; HSCD5; DFNA79; SCD5
Espèce	Humain
Identifiant du gène	79966
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-75 de la SCD5 humaine (NP_001032671.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	Q86SK9
Poids de la protéine	38kDa
Expédition	Sac de glace