

Anticorps Polyclonal Anti-Scd5 De Lapin Pour Wb, Elisa - Q86Sk9

Numéro d'article: CM0026609

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SCD5 de haute qualité validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le SCD5 humain, de souris et de rat, une enzyme clé de la biosynthèse des acides gras et de la différenciation neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SCD5 Lapin pAb
Remarques/Alias	SCD4; ACOD4; FADS4; HSCD5; DFNA79; SCD5
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	79966
ID de gène	79966
Immunogène	Peptide synthétique; Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 231-330 du SCD5 humain (NP_001032671.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86SK9
Poids de la protéine	38kDa
Expédition	Sac de glace