

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Scfd1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wvm8

Numéro d'article: CM0025192

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SCFD1 (également connu sous le nom de SLY1, STXBP1L2) pour Western blot, IHC-P et ELISA. Validé chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude du transport ER-Golgi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin SCFD1
Remarques/Alias	SLY1 ; RA410 ; SLY1P ; STXBP1L2 ; C14orf163 ; SCFD1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	23256
ID du gène	23256
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 373-642 de SCFD1 humain (NP_057190.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WVM8
Poids moléculaire de la protéine	72 kDa
Expédition	Sac de glace