

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Scg2 Pour Wb, If-P, Elisa - P13521

Numéro d'article: CM0027194

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'humain SCG2 (Secrétogranine-2), validé pour WB, IF-P, ELISA. Réagit avec l'humain et le rat. Convient pour la recherche en neuroendocrinologie et les études sur la biogenèse des granules sécrétoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SCG2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SN, CHGC, EM66, SgII, SCG2
Espèce	Humain
ID du gène	7857
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-320 de l'humain SCG2 (NP_003460.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P13521
Poids moléculaire protéique	71kDa
Expédition	Sac de glace