

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Scgb1A1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11684

Numéro d'article: CM0023561



Introduction

Le pAb lapin anti-SCGB1A1 détecte la protéine SCGB1A1 (Uteroglobine/CC10) humaine, une protéine sécrétée par les cellules club, validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche respiratoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin anti-SCGB1A1
Remarques/Alias	UGB, UP1, CC10, CC16, CCSP, UP-1, CCPBP, SCGB1A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7356
GeneID	7356
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-91 de la SCGB1A1 humaine (NP_003348.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P11684
Poids de la protéine	10kDa
Expédition	Sachet de glace