


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Scin Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6U3

Numéro d'article: CM0019908



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SCIN humain (Scinderine/Adseverine) pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Convient pour la recherche sur l'exocytose, les mégakaryocytes et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SCIN Lapin pAb
Remarques/Alias	SCIN; adseverine
Espèce	Humain
ID de Gène	85477
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du SCIN humain (NP_001106177.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y6U3
Poids Protéique	80kDa
Expédition	Sac de glace