

Anticorps Polyclonal Anti-Scml1 Pour Wb, Elisa - Q9Un30

Numéro d'article: CM0019173

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SCML1 humain, une protéine putative du groupe Polycomb impliquée dans la répression transcriptionnelle. Validé pour WB et ELISA, réagit croisé avec le rat. Idéal pour la recherche sur la spermatogenèse et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SCML1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SCML1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6322
GeneID	6322
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-200 du SCML1 humain (NP_006737.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Rat
SWISS	Q9UN30
Poids Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace