


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Scn1B Pour Wb, Elisa - Q07699

Numéro d'article: CM0014446



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SCN1B validé pour Western blot et ELISA. Il reconnaît la protéine SCN1B humaine, de souris et de rat, une sous-unité régulatrice des canaux sodiques voltage-dépendants impliquée dans l'excitabilité neuronale et la fonction cardiaque. Idéal pour la recherche en neurosciences et en cardiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SCN1B Rabbit pAb
Remarques / Alias	DEE52; ATFB13; BRGDA5; EIEE52; GEFSP1; SCN1B
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6324
ID du gène	6324
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-160 de la protéine SCN1B humaine (NP_950238.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q07699
Poids moléculaire de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace