


Anticorps Polyclonal Anti-Scn2A Pour Wb, Elisa - Q99250

Numéro d'article: CM0018366



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SCN2A humain (sous-unité alpha du canal sodique Nav1.2). Convient pour le WB et l'ELISA ; 228 kDa. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur les canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SCN2A Rabbit pAb
Remarques/Alias	EA9; HBA; NAC2; BFIC3; BFIS3; BFNIS; DEE11; HBSCI; EIEE11; HBSCII; Nav1.2; SCN2A1; SCN2A2; Na(v)1.2; SCN2A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6326
GeneID	6326
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 275-401 du SCN2A humain (NP_001035232.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q99250
Poids moléculaire de la protéine	228kDa
Expédition	Sac de glace