


Anticorps Polyclonal Anti-Scn5A Pour Wb, Elisa - Q14524

Numéro d'article: CM0019271



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le canal sodique SCN5A (Nav1.5), validé pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris. Convient à l'électrophysiologie cardiaque et à la recherche sur les canalopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SCN5A Rabbit pAb
Remarques/Alias	HB1; HB2; HH1; IVF; VF1; HBBD; ICCD; LQT3; SSS1; CDCD2; CMD1E; CMPD2; PFHB1; Nav1.5; SCN5A
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	6331
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1950 et 2016 de SCN5A humain (NP_932173.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q14524
Poids de la protéine	227 kDa
Expédition	Sac réfrigérant