

Anticorps Polyclonal Anti-Scnn1G Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P51170

Numéro d'article: CM0024716



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SCNN1G humain (sous-unité gamma du canal ENaC). Validé pour Western blot, immunohistochimie et ELISA. Réaction croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la physiologie des canaux sodiques, de la fonction rénale et du transport ionique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SCNN1G Rabbit pAb
Remarques / Alias	PHA1; BESC3; ENaCg; LDLS2; SCNEG; PHA1B3; ENaCgamma; SCNN1G
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6340
Identifiant du gène	6340
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P51170
Poids de la protéine	74 kDa
Expédition	Sac de glace