


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Scnn1G Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P51170

Numéro d'article: CM0020170



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SCNN1G humain (sous-unité gamma ENaC). Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur les canaux sodiques et le transport épithélial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SCNN1G Lapin pAb
Remarques/Alias	PHA1; BESC3; ENaCg; LDLS2; SCNEG; PHA1B3; ENaCgamma; SCNN1G
Espèce	Humain
GeneID	6340 (humain)
Immunogène	Protéine Recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-250 du SCNN1G humain (NP_001030.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51170
Poids Protéique	74kDa
Expédition	Sac de glace