


Anticorps Polyclonal Anti-Sco1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 075880

Numéro d'article: CM0025511



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre le SCO1 humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour les études sur le métabolisme mitochondrial du cuivre et l'assemblage du cytochrome c oxydase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SCO1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SCOD1; MC4DN4; SCO1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6341
GeneID	6341
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 du SCO1 humain (NP_004580.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075880
Poids moléculaire	34kDa
Expédition	Sac de glace