

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sco2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43819

Numéro d'article: CM0029501



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SCO2 humain, adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec le SCO2 de souris et de rat (30 kDa), une chaperonne de cuivre mitochondriale essentielle pour l'assemblage du cytochrome c oxydase et la fonction de la chaîne respiratoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	SCO2 Lapin pAb
Remarques/Alias	TP; MYP6; TYMP; ECGF1; SCO1L; MC4DN2; CEMCOX1; PD-ECGF; TdRPase; Gliostatine; SCO2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9997
GeneID	9997
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43819
Poids moléculaire	30kDa
Expédition	Sac de glace