

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Scp2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P22307

Numéro d'article: CM0027031



Introduction

pAb de Lapin anti-SCP2 validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'Humain, la Souris. SCP2 est une protéine peroxysomale qui catalyse la dernière étape de la bêta-oxydation des acides gras à chaîne ramifiée et médie le transfert des lipides. Convient pour la recherche métabolique et cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin SCP2
Remarques/Alias	NLTP; SCOX; SCPX; SCP-2; SCP-X; NSL-TP; SCP-CHI; SCP2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6342
ID de gène	6342
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-322 de SCP2 humaine (NP_001007099.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P22307
Poids moléculaire	59kDa
Expédition	Sac de glace