

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Scrn3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q0Vdg4

Numéro d'article: CM0015389

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-SCRN3 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît le SCR3 humain, murin, de rat. Idéal pour étudier les mécanismes de la nociception thermique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de Lapin anti-SCRN3
Remarques/Alias	SES3 ; SCR3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	79634
ID du gène	79634
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-410 du SCR3 humain (NP_078859.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q0VDG4
Poids moléculaire de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace