

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sctr - P47872

Numéro d'article: CM0029023



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SCTR (récepteur de la sécrétine) humain, adapté pour Western Blot et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme et la souris. Idéal pour la recherche sur la régulation du pH, la thermogenèse et l'homéostasie hydrique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SCTR Rabbit pAb
Remarques / Alias	SR; SCTR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6344
GeneID	6344
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 151-461 du SCTR humain (P47872).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P47872
Poids protéique	50kDa
Expédition	Sac de glace