

Anticorps Polyclonal Anti-Scyl2 Pour Wb Et Elisa - Q6P3W7

Numéro d'article: CM0017736

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SCYL2 validé pour WB et ELISA, réagit avec l'homme et le rat. SCYL2, une kinase associée à la clathrine, régule le trafic des récepteurs neuronaux et le développement cérébral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SCYL2 pAb de lapin
Remarques / Alias	AMC4; AMCNACC; CVAK104; SCYL2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	55681
GenelD	55681
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de SCYL2 humain (NP_060458.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q6P3W7
Poids de la protéine	104 kDa
Expédition	Sac de glace