

Anticorps Polyclonal Anti-Sd1 Pour Wb Et Elisa - B6F2D9

Numéro d'article: CM0022120

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre *Oryza sativa* SD1 (gibberellin 20-oxydase). Validé pour le Western blot et l'ELISA, idéal pour l'études de la biosynthèse des gibberellines et de la régulation de la croissance des plantes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SD1 Lapin pAb
Remarques/Alias	sd1; GA20; Sd-1; 20ox2; C20ox2; SD1-2E; GA20OX2; Os20ox2; osGA20ox2; SD1
Espèce	Oryza sativa
ID de Gène	4325003
Immunogène	Protéine recombinante; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 de Oryza sativa SD1 (Q0JH50)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Oryza sativa
SWISS	B6F2D9
Poids Moléculaire	43kDa
Expédition	Sac de glace