

Anticorps Polyclonal Lapin Anti-Sdc2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P34741

Numéro d'article: CM0018860



Introduction

Anticorps pAb de lapin Anti-SDC2 validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'humain, la souris, le rat. Cible la syndécan-2, un protéoglycane à héparane sulfate régulant la morphogenèse de l'arborisation dendritique et la neurogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin SDC2
Remarques/Alias	HSPG ; CD362 ; HSPG1 ; SYND2 ; SDC2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	6383
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 19-144 du SDC2 humain (NP_002989.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P34741
Poids moléculaire de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace