


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sdc4 Pour Wb, Elisa - P31431

Numéro d'article: CM0024147



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le SDC4 humain (Syndecan-4), validé pour WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur la biogenèse des exosomes et le développement de tests diagnostiques. Reconnaît une bande d'environ 22 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SDC4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SYND4; SDC4
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6385
ID du gène	6385
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-145 du SDC4 humain (NP_002990.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P31431
Poids moléculaire de la protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace