

Anticorps Monoclonal Anti-Sdha Pour Wb, If, Elisa - P31040

Numéro d'article: CM0002697



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la SDHA humaine, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Détecte la SDHA endogène dans des échantillons humains, murins et de rat. Convient pour la recherche sur le complexe II mitochondrial et les études de suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SDHA Rabbit mAb
Remarques/Alias	FP ; PGL5 ; SDH1 ; SDH2 ; SDHF ; CMD1GG ; MC2DN1 ; NDAXOA ; SDHA
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6389
Identifiant du gène	6389
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 550-650 de la SDHA humaine (P31040).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31040
Poids moléculaire de la protéine	73 kDa
Expédition	Sac de glace