


Anticorps Polyclonal Anti-Sdha Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31040

Numéro d'article: CM0025912



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sous-unité flavoprotéique du complexe de la succinate déshydrogénase (SDHA) humaine. Confirmé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Immunogène recombinant couvrant la région C-terminale. Idéal pour la recherche sur la fonction mitochondriale, les maladies métaboliques et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SDHA Rabbit pAb
Remarques/Alias	FP ; PGL5 ; SDH1 ; SDH2 ; SDHF ; CMD1GG ; MC2DN1 ; NDAXOA ; SDHA
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6389
ID du gène	6389
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 385-664 de la SDHA humaine (NP_004159.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31040
Poids moléculaire de la protéine	73 kDa
Expédition	Sac de glace