


Anticorps Polyclonal Anti-Sdhaf2 Pour Wb, Elisa - Q9Nx18

Numéro d'article: CM0022905



Introduction

pAc Lapin anti-SDHAF2 pour WB et ELISA, ciblant le SDHAF2 humain (facteur d'assemblage 2 de la succinate déshydrogénase mitochondriale). Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur le métabolisme mitochondrial et le cycle de TCA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc Lapin SDHAF2
Remarques/Alias	PGL2; SDH5; hSDH5; C11orf79; SDHAF2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54949
GeneID	54949
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-166 du SDHAF2 humain (NP_060311.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NX18
Poids Protéique	20kDa
Expédition	Sac de glace