

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Sdhb Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P21912

Numéro d'article: CM0006542



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le SDHB humain. Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Détecte le SDHB endogène chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le complexe II mitochondrial et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SDHB mAb de lapin
Remarques/Alias	CWS2 ; IP ; PGL4 ; SDH ; SDH1 ; SDH2 ; SDHIP ; sous-unité B riche en fer et en soufre du complexe succinate déshydrogénase
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	6390
ID du gène	6390
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29 à 280 du SDHB humain (P21912)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P21912
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace