


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sdhb Pour Wb, If/Icc, Elisa - P21912

Numéro d'article: CM0014449



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SDHB humaine (sous-unité fer-soufre de la succinate déshydrogénase). Validé pour le Western blot (WB), l'immunofluorescence/immunocytochimie (IF/ICC) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la SDHB de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le complexe II mitochondrial, les études sur la phosphorylation oxydative et les investigations sur les maladies métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SDHB Lapin pAb
Remarques/Alias	IP; SDH; CWS2; PGL4; SDH1; SDH2; SDHIP; MC2DN4; SDHB
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6390
ID de gène	6390
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-280 de la SDHB humaine (NP_002991.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21912
Poids moléculaire	32kDa
Expédition	Sac de glace