


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sdhb Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P21912

Numéro d'article: CM0021426



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la SDHB humaine, la sous-unité fer-soufre du complexe II mitochondrial. Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la SDHB de souris et de rat. Poids moléculaire prédit de 32 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SDHB Rabbit pAb
Remarques/Alias	IP, SDH, CWS2, PGL4, SDH1, SDH2, SDHIP, MC2DN4, SDHB
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6390
GeneID	6390
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-280 de la SDHB humaine (NP_002991.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21912
Poids protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace