


## Anticorps Polyclonal Anti-Sdhc Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99643

Numéro d'article: CM0021715



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SDHC humaine (sous-unité C du complexe de la succinate déshydrogénase), adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte la SDHC humaine, de souris et de rat. La cible est une protéine membranaire mitochondriale impliquée dans le transport des électrons.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | SDHC Rabbit pAb                                                                                                           |
| Remarques / Alias    | CYBL ; PGL3 ; QPS1 ; SDH3 ; CYB560 ; SDHC                                                                                 |
| Espèce               | Humain                                                                                                                    |
| GeneID (Humain)      | 6391                                                                                                                      |
| GeneID               | 6391                                                                                                                      |
| Immunogène           | Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la SDHC humaine (NP_002992.1) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                     |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                     |
| Application          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                  |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                       |
| SWISS                | Q99643                                                                                                                    |
| Poids de la protéine | 19 kDa                                                                                                                    |
| Expédition           | Sachet de glace                                                                                                           |