


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Sdhc Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q99643

Numéro d'article: CM0007368



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la SDHC humaine (CYBL, SDH3), validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour la recherche sur le complexe mitochondrial II.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SDHC Rabbit mAb
Remarques/Synonymes	CYBL ; PGL3 ; QPS1 ; SDH3 ; CYB560 ; SDHC
Espèce	Humaine
GeneID	6391
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la SDHC humaine (NP_002992.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q99643
Poids moléculaire	19 kDa
Expédition	Sac réfrigérant