

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sdhd Pour Wb, Elisa - O14521

Numéro d'article: CM0023923



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SDHD (sous-unité D de la succinate déshydrogénase) pour les applications Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat, permettant la recherche sur le complexe II mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SDHD Lapin pAb
Remarques/Alias	PGL; CBT1; CWS3; PGL1; QPs3; SDH4; cybS; CII-4; MC2DN3; SDHD
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6392
ID de gène	6392
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 du SDHD humain (NP_002993.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14521
Poids de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace