

Anticorps Polyclonal Anti-Sdsl Pour Wb, Elisa - Q96Ga7

Numéro d'article: CM0015935



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SDSL conçu pour les applications WB et ELISA. Cible la protéine humaine de type sérine déshydratase (SWISS Q96GA7), réagit de manière croisée avec la souris, convient aux études sur le cancer du poumon et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin SDSL
Remarques/Alias	TDH ; cSDH ; SDH 2 ; SDS-RS1 ; SDSL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	113675
GeneID	113675
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-137 du SDSL humain (NP_612441.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q96GA7
Poids protéique	35 kDa
Expédition	Sac de glace