

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sec11A Pour Wb, If/Icc, Elisa - P67812

Numéro d'article: CM0016755



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le SEC11A humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude du clivage du peptide signal du réticulum endoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SEC11A Lapin pAb
Remarques/Alias	SPC18, SPC54A, SEC11L1, sid2895, 1810012E07Rik, SEC11A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23478
GeneID	23478
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 37-145 du SEC11A humain (NP_055115.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P67812
Poids moléculaire	21kDa
Expédition	Sac de glace