

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sec13 Pour Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - P55735

Numéro d'article: CM0014241



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la protéine SEC13 humaine, validé pour WB, IHC, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation du NPC, du COPII et du mTORC1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	SEC13 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SEC13R; npp-20; SEC13L1; D3S1231E; SEC13
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6396
GenelD	6396
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-322 de la SEC13 humaine (NP_899195.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55735
Poids Moléculaire Protéique	36kDa
Expédition	Sac de glace