


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sec14L2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O76054

Numéro d'article: CM0016027



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SEC14L2 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec SEC14L2 (46 kDa) humain, de souris et de rat, un transporteur lipidique/activateur transcriptionnel associé au tocophérol et au cholestérol.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SEC14L2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SPF; TAP; TAP1; C22orf6; SEC14L2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	23541
GeneID	23541
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-270 de la SEC14L2 humaine (NP_001191133.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O76054
Poids de la protéine	46kDa
Expédition	Sac de glace